



- [1] Limpar a pele com MOUSSE RADIANCE AQUA VITAL. Deitar um pouco de gel na palma da mão, emulsionar e aplicar sobre o conjunto de rosto (incluindo o contorno de olhos e os lábios), pescoço e decote. Trabalhar com movimentos circulares sobre a pele e retirar com toalhas humedecidas em água. Secar bem.
- [2] Segurar no frasco de esfoliante CELLULAR 3 PEEL e pressionar o êmbolo para misturar o esfoliante enzimático com os AHAs encapsulados. Agitar bem e aplicar com a ajuda de um pincel plano de leque sobre o rosto, pescoço e decote, evitando o contorno dos olhos e os lábios.
- [3] Passados 5 minutos, retirar com toalhas humedecidas, tonificar com LOTION AQUA VITAL e secar.
- [4] Espalhar o CELLULAR 3 CONCENTRATE uniformemente no rosto, pescoço e decote com a ajuda de um pincel plano. Realizar a Massagem Conectiva Facial, exclusiva deste tratamento, até à sua total penetração. Também pode ser trabalhado com eletroporação, mesoterapia virtual, ultrassons, etc.
- [5] Aplicar a CELLULAR 3 MASK numa camada fina por toda a zona tratada com a ajuda de um pincel de leque. Passados 15 minutos, retirar com toalhas humedecidas em água tépida e aperfeiçoar com a loção.
- [6] Estender o SERUM 3GF CELLULAR BOOSTER com massagem por todo o rosto e pescoço.
- [7] Aplicar o CELLULAR 3 RENEWAL CREAM mediante massagem até total absorção.